

HHitech和泰

Basic 系列

实验室纯水系统

NEW
UPGRADE
系统升级
全新上市



Basic 系列 基础型 反渗透 / 去离子纯水制造仪器，产水水质分为：**RO 反渗透水**、**DI 去离子水**，每小时产水量：**15-45 升**。其中 Basic-Q 专为使用传统蒸馏水机的用户量身定制，实现自动、快速、方便的取用高质量去离子水。可完全取代耗时、耗能、耗水效率低下的传统单蒸（电阻率约 **0.2 MΩ.cm**）、双蒸（电阻率约 **1.5MΩ.cm**）、三次蒸馏水机（电阻率约 **3-4 MΩ.cm**），是蒸馏水机的升级换代产品！

客服专线：400 600 6097
如需获得更多产品信息，
请访问：www.high-tech.cn

上海和泰仪器有限公司
泽拉布仪器科技（上海）有限公司



特点与优势

和泰HHitech

- 全自动微电脑控制系统，LED液晶屏全程实时显示动画式工作状态
- 运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水、漏水和检修状态
- 具有开机自检、断电复位、超限工作(连续6小时)、缺水、漏水、低压和高压保护等声光报警功能
- 具有开机、缺水复位及累计制水2小时的3种RO膜防垢定时30秒冲洗程序，最大程度延长RO膜寿命
- 台上、壁挂(45系列及内置水箱型除外)2种安装模式
- 喷塑机箱，外形美观精致、杜绝腐蚀和生锈，确保机体的清洁，符合GLP规范
- 采用模块式、快接式设计，方便安装维护，保养更便捷
- 标配快插式外接设备供水口，系统可升级
- 可选内置12升压力水桶，节省实验室空间，安装维护更加方便
- 可加配外置大容量储水桶，满足不同水量需求
- 纯水管路、接头均获NSF认证
- 独创的RO膜组件设计，采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合
- 精密级抛光树脂，兼顾了高品质的纯水质量与低廉的维护费用
- 便携式TDS/电导率测试笔，干电池设计，可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温，也可对DI去离子水的质量进行定性测量



主要技术参数

型号	产水量	离子截留率	有机物截留率	颗粒和细菌截留率	细菌	颗粒物(>0.1μm)
Basic-RO 反渗透纯水机						
Basic-RO15	15升/小时	96%-99%	>99%,当 MW>200 道尔顿	>99%	N/A	N/A
Basic-RO15-IT	15升/小时	96%-99%	>99%,当 MW>200 道尔顿	>99%	N/A	N/A
Basic-RO30	30升/小时	96%-99%	>99%,当 MW>200 道尔顿	>99%	N/A	N/A
Basic-RO30-IT	30升/小时	96%-99%	>99%,当 MW>200 道尔顿	>99%	N/A	N/A
Basic-RO45	45升/小时	96%-99%	>99%,当 MW>200 道尔顿	>99%	N/A	N/A
Basic-RO45-IT	45升/小时	96%-99%	>99%,当 MW>200 道尔顿	>99%	N/A	N/A

型号	产水量	电阻率	电导率	细菌	颗粒物(>0.1μm)
Basic-Q 去离子纯水机					
Basic-Q15	15升/小时	15-18.2MΩ.cm	0.077-0.055μs/cm	N/A	N/A
Basic-Q15-IT	15升/小时	15-18.2MΩ.cm	0.077-0.055μs/cm	N/A	N/A
Basic-Q30	30升/小时	15-18.2MΩ.cm	0.077-0.055μs/cm	N/A	N/A
Basic-Q30-IT	30升/小时	15-18.2MΩ.cm	0.077-0.055μs/cm	N/A	N/A
Basic-Q45	45升/小时	15-18.2MΩ.cm	0.077-0.055μs/cm	N/A	N/A
Basic-Q45-IT	45升/小时	15-18.2MΩ.cm	0.077-0.055μs/cm	N/A	N/A